

Información del producto

Limpiacristales superconcentrado

PI 37/13/01/2021



Descripción

Proporciona en cuestión de segundos una visibilidad clara y sin rastros. Elimina las películas de aceite y silicona y los restos de insectos. Con poder cítrico. Sin fosfatos, biodegradable.

Propiedades

- elimina partículas de gases de escape y restos de productos de conservación
- visibilidad sin estrías
- apto para policarbonato
- excelente efecto de limpieza
- aumenta la seguridad de marcha
- neutro frente a materiales plásticos, caucho y pinturas

Datos técnicos

Color / Aspecto	gelb / yellow
Olor	citrus / citrus
Base	Wasser, hochwertige Tenside / water, high-quality surfactants
Densidad a 20 °C	1,033 g/cm ³ DIN 517547
Valor pH	7,7 DIN 19268
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	36 meses

Campos de aplicación

Para utilizar en verano en el sistema lavaparabrisas. Apto para policarbonatos e inyectores en abanico.

Aplicación

Limpiacristales superconcentrado se utiliza diluido en agua al 1:100. - 50 ml de concentrado corresponden a 5 l de líquido de limpieza. - 250 ml de concentrado corresponden a 25 l de líquido de limpieza.

Nota

Caducidad mínima con el envase original cerrado:
Bolsa de plástico de 20 ml: 36 meses
Botella de plástico de 50 ml: 60 meses
Botella dosificadora de plástico de 250 ml: 60 meses
Bidón metálico de 200 l: 60 meses



Envases disponibles

250 ml Botella dosificada- ra de plástico	1519 D-GB-I-E-P
200 l Bidón de chapa	1976 D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.